


### Höchster Liegekomfort

- **hervorragendes Eintauchen** des Körpers
- **Wirksamkeit für die Prävention** aber auch und vor allem **für die Therapie des Dekubitus**
- der **visko-elastische Schaum** unter dem Hinterkopf erzeugt **Halt, Prophylaxe und Komfort**
- ohne Kompressor, ohne Geräusche für einen besseren **Komfort** des Patienten
- schwer entflammbar nach DIN EN 597 (Teil 1 + 2)



Nicht motorisiertes Niederdrucksystem, bestehend aus 2 individuell verformbaren Luftzelleneinsätzen. Um die Umlagerung der Patienten zu erleichtern, ist das AirPlot-System mit 2 stabilisierenden Rändern ausgestattet.

Aus der Technologie der Trockenflotation wurden 2 AirPlot-Elemente speziell entworfen, um sich in dem Schaumrahmen zu integrieren. Die miteinander verbundenen Zellen ermöglichen die freie Blutzirkulation und somit eine beste Verteilung des Druckes.


Möglichkeit einer dissymmetrischen Regelung für das Oberkörperenteil oder das Beinteil je nach Körperbau des Patienten.

### Reinigungsempfehlung des Bezuges:

- Reinigung: Maschinenwaschbar bis 90°C, Trocknerfest bis 60°C
- Tägliche Reinigung: Chlorfreies Desinfektionsmittel benutzen

### Antibakterieller Inkontinenz-Bezug:

5. Die Bakterien werden beseitigt und lassen einen reinen und sauberen Bezug zurück.



### Technische Angaben:

<b>Größen:</b>	200 x 90 x 17 cm
	200 x 100 x 17 cm
	200 x 120 x 17 cm
<b>Gewicht:</b>	17 kg
<b>Schaum:</b>	30 kg/m <sup>3</sup>