

Mobilisation beginnt mit liegendem Transfer

- **sichere und schonende Mobilisation**
- **reduzierte Scherkräfte** bei Verstellung der Rückenlehne durch patentierten Längenausgleich
- DEKUBITUSPROPHYLAXE
- **auf Patientengröße anpassbar**, durch eine verstellbare Fußablage/-stütze
- **abnehmbare, wischdesinfizierbare Polsterteile** entsprechen höchsten Hygieneanforderungen



*patentiertes Sitzkonzept:
Längenausgleich mit automatischer Sitzkantelung
bei Verstellung der Rückenlehnenneigung*



Höhenverstellung in jeder Sitz- und Liegeposition



Technische Angaben:

Länge der Liegefläche:	190 cm
Liege-, Sitzhöhe:	58 cm
opt. Höhenverstellung:	56 – 78 cm
Sitzbreite:	57 cm
Sitztiefe:	50 cm
Gesamtbreite:	74 cm
Eigengewicht:	~ 90 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Platzbedarf:	0,85 m ²
Laufräder:	Ø 15 cm

DEUTSCHES PRODUKT

Die technischen Daten können aufgrund von Toleranzen der Herstellung variieren.

Neue Maßstäbe bei Transfer und Patientenmobilisation

Stabile Patientenposition bei Neigungsverstellung der Rückenlehne durch den patentierten Längenausgleich und automatische Sitzkantelung zur Vermeidung von Scherkräften – es entfällt der Aufwand zur Repositionierung des Patienten.

Ergonomische Arbeitsabläufe und der positive psychologische Aspekt des „auf Augenhöhe sein“ des Patienten mit seiner Umgebung werden durch die positionsunabhängige Höhenverstellung gewährleistet.

Schwenkbare Armlehnen für einen barrierefreien Transfer auch bei angestellter Rückenlehne – besonders hilfreich bei beatmeten Patienten.

Druckentlastende, viskoelastische Polsterung ermöglicht ein längeres Sitzen ohne Komplikationsgefahr.

Ausstattung:

Für nahezu jeden Anwendungsfall gibt es passende Zusatzausstattungen.

Häufig gewählte Ausstattungsoptionen:

- positionsunabhängige Höhenverstellung
- Pelottengurt zur seitlichen Unterstützung im Rückenbereich
- Seitenpolster herausziehbar, zur seitlichen Begrenzung der Sitzfläche
- Tisch – auf den Armauflagen arretierbar
- Normschiene unterhalb der Sitzfläche
- Infusionsständer zur beidseitigen Verwendung

**EINSATZGEBIET:**

Pflege- und Hospizeinrichtungen, Palliativabteilungen sowie Wachkomaabteilungen und Krankenhäuser.

Farben:

siehe Beiblatt